

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Élastine (Eln) Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15502

Numéro d'article: CM0007453

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'élastine humaine (ELN), validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Cible les acides aminés 27-200. Pour les études sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ELN Lapin mAb
Remarques/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Espèce	Humain
ID de Gène	2006 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-200 de l'ELN humaine (NP_001265844.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P15502
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace