

Anticorps Polyclonal Anti-Élastine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15502

Numéro d'article: CM0021316

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-élastine (ELN) validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat ; adapté à la recherche sur la matrice extracellulaire et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELN Lapin pAb
Remarques/Alias	WS ; WBS ; SVAS ; ADCL1 ; ELN
Espèce	Humain
GenID	2006
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-200 de l'ELN humain (NP_001265868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15502
Poids moléculaire protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace