

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elavl3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14576

Numéro d'article: CM0028986

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ELAVL3 humain (HuC, PLE21). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience sur la différenciation neuronale et la régulation de l'ARNm. - 40 kDa, Q14576.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELAVL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1995
Identifiant de gène	1995
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 161 et 260 de l'ELAVL3 humain (NP_001411.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14576
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace