

Anticorps Polyclonal Anti-Elavl4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26378

Numéro d'article: CM0016464



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ELAVL4 humain (HuD) pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à la recherche en neurobiologie et sur les syndromes paranéoplasiques. Poids moléculaire prédit : 42 kDa. SWISS P26378.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELAVL4 Rabbit pAb
Remarques/alias	HUD ; PNEM ; ELAVL4
Espèce	Humaine
GeneID	1996
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'ELAVL4 humain (NP_068771.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P26378
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac réfrigérant