

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elf2 Pour Wb Et Elisa - Q15723

Numéro d'article: CM0025470

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ELF2 humain (EU32/NERF). Validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'ELF2 humain et murin. Poids de la protéine cible : 64 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-ELF2
Remarques/Alias	EU32; NERF; NERF-2; NERF-1A; NERF-1B; NERF-1a; b; ELF2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1998
ID de gène	1998
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15723
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace