

Anticorps Polyclonal Anti-Elf4 Pour If/Cci Et Elisa - Q99607

Numéro d'article: CM0025948

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ELF4 humain, validé pour l'immunofluorescence (IF/CCI) et l'ELISA. Immunogène recombinant, réagit de manière croisée avec l'ELF4 humain (UniProt Q99607). Adapté pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de l'immunité innée et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELF4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'ELF4 humain (NP_001412.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99607
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sachet de glace