


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elf5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukw6

Numéro d'article: CM0025159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ELF5, validé en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté aux études de différenciation épithéliale et de régulation de la transcription. UniProt Q9UKW6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ELF5
Remarques/Alias	ESE2; ELF5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2001
ID de gène	2001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-150 de l'ELF5 humain (NP_938195.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKW6
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace