

Anticorps Polyclonal Anti-Elk1 Pour Wb, Elisa - P19419

Numéro d'article: CM0016139



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin ELK1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la région C-terminale du facteur de transcription à domaine ETS ELK1, impliqué dans la signalisation MAPK et l'induction de gènes à réponse immédiate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ELK1
Espèce	Humain
ID de gène	2002
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 201-297 de l'ELK1 humain (NP_005220.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19419
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace