

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Elk1 Pour Wb, Ip, Elisa - P19419

Numéro d'article: CM0003497



Introduction

Anticorps monoclonal ELK1 de lapin validé pour WB, IP et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription à domaine ETS Elk-1, un médiateur clé de la signalisation MAPK et de l'activation des gènes précoces immédiats. Usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin ELK1
Remarques/Alias	ELK1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2002
ID du gène	2002
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 329-428 de l'ELK1 humain (NP_001107595.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19419
Poids moléculaire protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace