

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ELL Pour Wb, Elisa - P55199

Numéro d'article: CM0023643



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ELL humaine (Eleven-nineteen lysine-rich leukemia), validé pour Western blot et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Adapté pour l'étude de l'élongation de l'ARN polymérase II et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELL Rabbit pAb
Remarques / Alias	MEN; ELL1; PPP1R68; C19orf17; ELL
Espèce	Humain
GeneID	8178
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de la protéine ELL humaine (NP_006523.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P55199
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace