


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Elmo1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92556

Numéro d'article: CM0005685



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ELMO1 humain (Q92556) pour WB, IHC-P, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des réarrangements cytosquelettiques, de la phagocytose et de la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELMO1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9844
GeneID	9844
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 628-727 de l'ELMO1 humain (Q92556).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92556
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace