


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elmo1 Pour Wb, Elisa - Q92556

Numéro d'article: CM0013321



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ELMO1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la phagocytose, de la motilité cellulaire et de la signalisation DOCK-GEF/RAC1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELMO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9844
GeneID	9844
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 527-727 de l'ELMO1 humain (NP_055615.8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92556
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace