

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elmo2 Pour Wb, Elisa - Q96Jj3

Numéro d'article: CM0015538



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ELMO2 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Utile pour les études sur la phagocytose, la motilité cellulaire et l'engloutissement. Immunogène : protéine de fusion recombinante (aa 42-120).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELMO2 pAb de lapin
Remarques/Alias	VMPI ; CED12 ; CED-12 ; ELMO-2 ; Ced-12A ; ELMO2
Espèce	Humaine
ID du gène	63916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-120 de l'ELMO2 humain (NP_877496.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q96Jj3
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace