

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elmo3 Pour Wb, Elisa - Q96Bj8

Numéro d'article: CM0025641

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ELMO3 humain validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. La cible est une protéine de phagocytose et de motilité cellulaire impliquée dans les réarrangements du cytosquelette. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELMO3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79767
GeneID	79767
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 504-773 de l'ELMO3 humain (NP_078988.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Bj8
Poids protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace