

Anticorps Polyclonal Anti-Elmod2 Pour Wb, Elisa - Q8Iz81

Numéro d'article: CM0030159

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ELMOD2 pour WB et ELISA. Détecte l'ELMOD2 humain et murin (35 kDa), une protéine activant les GTPases impliquée dans la défense antivirale et l'activité GAP de la famille Arf. Idéal pour la recherche en immunologie et biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELMOD2 pAb de lapin
Remarques / Alias	9830169G11Rik ; ELMOD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	255520
GeneID	255520
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'ELMOD2 murin (Q8BGF6)).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IZ81
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace