

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ELN (Élastine) Pour Ihc-P, Elisa - P15502

Numéro d'article: CM0017984

Introduction

CamelBio propose un Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-ELN (Élastine), validé pour IHC-P et ELISA. Cible l'élastine humaine (UniProt P15502), une protéine de matrice extracellulaire sécrétée de 68kDa. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et sur les tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ELN Rabbit pAb
Remarques/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2006
GeneID	2006
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-97 de l'ELN humain (P15502).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P15502
Poids Moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace