

## Anticorps Polyclonal Anti-Elongine-A2 (Tceb3B) Pour Wb, Elisa - Q8lyf1

Numéro d'article: CM0028203

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Elongine-A2 (TCEB3B) pour WB & ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur l'élongation de la transcription et les testicules.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb de lapin TCEB3B                                                                                                            |
| Remarques/Alias                  | HsT832 ; TCEB3B ; TCEB3L                                                                                                       |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                         |
| Identifiant du gène              | 51224                                                                                                                          |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 534-753 de TCEB3B humain (NP_057511.2). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée               | Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS                            | Q8IYF1                                                                                                                         |
| Poids moléculaire de la protéine | 84 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                   |