

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elovl4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr5

Numéro d'article: CM0027697

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ELOVL4 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'élongation des acides gras à très longue chaîne et des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELOVL4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6785
GeneID	6785
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'ELOVL4 humain (NP_073563.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZR5
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace