

Anticorps Polyclonal Anti-Elovl5 Pour Wb Et Elisa - Q9Nyp7

Numéro d'article: CM0023683

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ELOVL5 humain, validé pour Western blot et ELISA. Cible l'élongase 5 des acides gras à très longue chaîne, impliquée dans le métabolisme lipidique et associée à l'ataxie spinocérébelleuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELOVL5 pAb de lapin
Remarques / Alias	HELO1; SCA38; dj483K16.1; ELOVL5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60481
GeneID	60481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 247-326 de l'ELOVL5 humain (NP_001229757.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYP7
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace