

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elp2 Pour Wb, Elisa - Q6Ia86

Numéro d'article: CM0016562



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ELP2 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe élongateur et la modification des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ELP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	StiP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	55250
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-600 de l'ELP2 humain (NP_001229808.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q6IA86
Poids Moléculaire de la Protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace