

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elp3 (Kat9) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Numéro d'article: CM0026225



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KAT9/ELP3 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Détecte la protéine 3 du complexe élongateur, une ARNt acétyltransférase liée à la neurodégénérescence et à la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KAT9/Elp3 pAb de Lapin
Remarques/Alias	KAT9; KAT9/Elp3
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	55140
ID du Gène	55140
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9T3
Poids Moléculaire Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace