

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elp5 Pour Wb Et Elisa - Q8Te02

Numéro d'article: CM0024464

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin ELP5 validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Cible la protéine 5 du complexe élongateur impliquée dans la modification des ARNt et la migration cellulaire. Idéal pour les études de régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ELP5 Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	DERP6 ; MST071 ; HSPC002 ; MSTP071 ; C17orf81 ; ELP5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23587
GeneID	23587
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-316 de l'ELP5 humain (NP_056177.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TE02
Poids Moléculaire Protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace