

Anticorps Polyclonal Anti-Elspbp1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q96Bh3

Numéro d'article: CM0022096

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ELSPBP1 humain (E12, HE12). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Détecte la protéine de liaison aux spermatozoïdes épididymaires sécrétée, impliquée dans la fécondation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELSPBP1 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	E12 ; HE12 ; EL149 ; EDDM12 ; ELSPBP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	64100
GeneID	64100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-223 de l'ELSPBP1 humain (NP_071425.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q96BH3
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Avec poche de glace