

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elspbp1 Pour Wb, Elisa - Q96Bh3

Numéro d'article: CM0020156

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin élevé contre la protéine humaine ELSPBP1. Validé pour les applications Western blot et ELISA. Aide à la recherche sur la capacitation des spermatozoïdes, la fécondation et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELSPBP1 Lapin pAb
Remarques / Alias	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64100
GeneID	64100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-223 de l'ELSPBP1 humain (NP_071425.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96BH3
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace