

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Emb (Embigin/Gp70) Pour Wb Et Elisa - Q6Pcb8

Numéro d'article: CM0012890



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Embigin humain (EMB/GP70). Validé pour WB et ELISA. Convient pour les études sur la croissance des motoneurones, les jonctions neuromusculaires et la localisation des transporteurs de monocarboxylates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	EMB Rabbit pAb
Remarques/Alias	GP70 ; EMB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	133418
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-260 de l'EMB humain (NP_940851.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q6PCB8
Poids Moléculaire Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace