

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Emc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N766

Numéro d'article: CM0015244



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-EMC1 validé pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains. Cible la sous-unité 1 du complexe de protéines membranaires du réticulum endoplasmique, idéal pour la recherche IVD et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EMC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	23065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 885-965 de l'EMC1 humaine (NP_055862.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8N766
Poids Protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace