


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Emc4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5J8M3

Numéro d'article: CM0003830



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la sous-unité 4 du complexe protéique de la membrane du réticulum endoplasmique humain (EMC4, également appelé PIG17/TMEM85). Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-EMC4
Remarques/Alias	PIG17 ; TMEM85 ; EMC4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51234
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 d'EMC4 humain (NP_057538.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5J8M3
Poids de la protéine	15 kDa/16 kDa/20 kDa
Expédition	Sac de glace