

Anticorps Polyclonal Anti-Eme1 Pour Wb Et Elisa - Q96Ay2

Numéro d'article: CM0030694



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre EME1, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'EME1 humaine (63 kDa) et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la réparation de l'ADN et de la stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EME1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MMS4L; SLX2A; EME1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	146956
GeneID	146956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de l'EME1 humaine (NP_689676.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96AY2
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace