


Anticorps Monoclonal Anti-Emerin/Emd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Numéro d'article: CM0009963



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'émerine/EMD humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'enveloppe nucléaire, la chromatine et la dystrophie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Emerin/EMD Rabbit mAb
Remarques/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2010
ID de Gène	2010
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-254 de l'émerine/EMD humaine (P50402))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50402
Poids Protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace