


Anticorps Polyclonal Anti-Emerin/Emd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Numéro d'article: CM0017146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'émerine/EMD humaine (SWISS P50402), applicable pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; détecte l'émerine humaine et murine ; idéal pour les études sur l'enveloppe nucléaire et la dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Emerin/EMD Lapin pAb
Remarques/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2010
GeneID	2010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'émerine/Emerin/EMD humaine (NP_000108.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50402
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace