

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eml2 Pour Wb Et Elisa - 095834

Numéro d'article: CM0016281



Introduction

Anticorps polyclonal anti-EML2 (lapin) pour applications WB et ELISA. Reconnaît l'EML2 humain et présente une réactivité croisée avec la souris. Cible une protéine associée aux microtubules impliquée dans la régulation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EML2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	24139
GeneID	24139
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-415 de l'EML2 humain (NP_036287.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	095834
Poids moléculaire de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace