

Anticorps Polyclonal Anti-Eml3 Pour Wb, Elisa - Q32P44

Numéro d'article: CM0024380

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EML3 humain. Convient pour le Western Blot et l'ELISA. Utile pour l'étude de l'assemblage du fuseau mitotique, de l'alignement des chromosomes et de la nucléation des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EML3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
Espèce	Humain
GeneID	256364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-530 de l'EML3 humain (NP_694997.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q32P44
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace