

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eml4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc35

Numéro d'article: CM0024528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EML4, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'EML4 humain, souris et rat. Convient pour la recherche sur la dynamique des microtubules, la mitose et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EML4 Lapin pAb
Remarques/Alias	C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPP120; EML4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27436
GeneID	27436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-560 de l'EML4 humaine (NP_061936.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC35
Poids Protéique	109kDa
Expédition	Sac de glace