


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Emr2 Pour Wb Et Elisa - Q9Uhx3

Numéro d'article: CM0015567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EMR2 humain (ADGRE2, CD312), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour les études sur l'adhésion cellulaire, la chimiotaxie et la dégranulation des mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EMR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	VBU; CD97; EMR2; CD312
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	30817
ID de gène	30817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-500 de l'EMR2 humain (NP_038475.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UHX3
Poids moléculaire	90kDa
Expédition	Sac de glace