

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Emsy/C11Orf30 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z589

Numéro d'article: CM0030014



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre EMSY (C11orf30), un répresseur transcriptionnel interagissant avec BRCA2, impliqué dans la réparation de l'ADN et le remodelage de la chromatine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C11orf30 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GL002; C11orf30
Espèce	Humain
ID de gène	56946
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1153-1322 de la protéine C11orf30 humaine (NP_064578.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z589
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace