

Anticorps Polyclonal Anti-Emx1 Pour Wb Et Elisa - Q04741

Numéro d'article: CM0024508

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EMX1 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Détecte une protéine de 31 kDa dans le cortex cérébral humain ; présente une réactivité croisée avec la souris. Soutient la recherche en neurosciences du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EMX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EMX1
Espèce	Humain
GeneID	2016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-190 de l'EMX1 humain (NP_004088.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q04741
Poids moléculaire de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace