

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-En2 Pour Wb, Elisa - P19622

Numéro d'article: CM0022891

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EN2 humain, validé pour le WB et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la protéine homéobox engrailed-2 dans le développement et la recherche sur les troubles du spectre autistique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2020
GeneID	2020
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 250 et 333 de l'EN2 humain (NP_001418.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19622
Poids protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace