

Anticorps Polyclonal Anti-Enah Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N8S7

Numéro d'article: CM0021336



Introduction

ENAH Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA, ciblant l'ENAH humain (également connu sous le nom de MENA). Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Optimal pour la recherche sur le remodelage du cytosquelette et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENAH Rabbit pAb
Remarques/Alias	ENA, MENA, NDP1, ENAH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55740
GeneID	55740
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 412-591 de l'ENAH humain (NP_001008493.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N8S7
Poids protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace