

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Endo G Pour Wb, Elisa - Q14249

Numéro d'article: CM0008855

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'endonucléase G mitochondriale humaine (ENDOG). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'Endo G humaine, murine et de rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et l'ADN mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Endo G Rabbit mAb
Remarques/Alias	ENDOG; endonucléase G; Endo G
Espèce	Humain
ID de gène	2021 (humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 198-297 de l'Endo G humaine (Q14249)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14249
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace