

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Endogl1/Engl Pour Wb Et Elisa - Q9Y2C4

Numéro d'article: CM0002780



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ENDOGL1/ENGL (EXOG) humain, une nucléase mitochondriale. Idéal pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA. Convient pour l'étude de la maintenance de l'ADN mitochondrial et de l'apoptose. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENDOGL1/ENGL mAb Lapin
Remarques/Alias	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9941
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 269-368 de l'ENDOGL1 / ENGL humaine (Q9Y2C4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y2C4
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace