

Anticorps Polyclonal Anti-Endomucine Pour Wb, Elisa - Q9ULC0

Numéro d'article: CM0028016

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Endomucine validé pour le Western blot et le test ELISA. Réagit avec l'endomucine humaine et murine. Idéal pour étudier la fonction des cellules endothéliales, la biologie vasculaire et les interactions avec la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Endomucine Lapin pAb
Remarques/Alias	EMCN2 ; MUC14 ; Endomucine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51705
Identifiant du gène	51705
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 de l'Endomucine humaine (NP_057326.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9ULC0
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace