

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Endonucléase G (Endo G) Pour Wb, Elisa - Q14249

Numéro d'article: CM0016515

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'endonucléase G (Endo G) humaine validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier la fonction de l'endonucléase mitochondriale dans la réparation de l'ADN, l'autophagie et les réponses au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Endo G Lapin pAb
Remarques/Alias	ENDOG; Endo G
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2021
GeneID	2021
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-297 de l'Endo G humaine (NP_004426.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14249
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace