


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Endothéline 1 (Et1, Ppet1) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05305

Numéro d'article: CM0015619



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-Endothéline 1 (ET1, PPET1) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et placentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Endothelin 1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; Endothelin 1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1906
GenelD	1906
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-212 de l'Endothéline 1 humaine (NP_001946.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05305
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace