

Anticorps Monoclonal Anti-Engrailed 1 Pour Wb - Q05925

Numéro d'article: CM0002939

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Engrailed 1 validé pour les applications WB et ELISA. Reconnaît l'Engrailed 1 humain, murin et de rat. Convient pour les études sur le développement des membres et la formation du patron dorso-ventral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Engrailed 1
Remarques/Alias	ENDOVESLB ; Engrailed 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2019
GeneID	2019
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 293-392 de l'Engrailed 1 humain (Q05925).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q05925
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace