


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Eno1 Pour Wb, Elisa - P06733

Numéro d'article: CM0002911



Introduction

L'anticorps monoclonal Lapin anti-ENO1 (P06733) détecte l'alpha-énolase dans des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant une protéine de 47 kDa. Convient aux études sur la glycolyse, le cancer et la fibrinolyse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENO1 Lapin mAb
Remarques/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2023
ID de gène	2023
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ENO1 humaine (P06733)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06733
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace