

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eno1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Numéro d'article: CM0022133



Introduction

Validez l'expression d'ENO1 dans des échantillons humains, de souris et de rat grâce à cet anticorps polyclonal de lapin. Adapté au western blot, à l'immunofluorescence, à l'immunoprécipitation et à l'ELISA ; l'immunogène recombinant garantit une spécificité pour les études sur la glycolyse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENO1 pAb de lapin
Remarques/Alias	NNE ; PPH ; MPB1 ; ENO1L1 ; ENO1-IT1 ; HEL-S-17 ; ENO1
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	2023
ID du gène	2023
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 434 de l'ENO1 humaine (NP_001419.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P06733
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace