

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eno2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09104

Numéro d'article: CM0017488



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ENO2 (NSE) humain, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENO2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NSE ; HEL-S-279 ; ENO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2026
GeneID	2026
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 195-434 de l'ENO2 humain (NP_001966.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09104
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace