


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eno3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Numéro d'article: CM0004482



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ENO3 humain (Bêta-énolase, MSE), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme musculaire et les maladies de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENO3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MSE ; GSD13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2027
GeneID	2027
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ENO3 humain (NP_001967.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13929
Poids protéique	42kDa/44kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace