


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eno3 Pour Wb Et Elisa - P13929

Numéro d'article: CM0031014



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ENO3 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la bêta-énolase humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la glycolyse et le développement musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENO3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MSE; GSD13; ENO3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2027
GenelD	2027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de l'ENO3 humaine (NP_001967.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13929
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace