


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eno3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Numéro d'article: CM0020225



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ENO3 humaine (bêta-énolase, émolase spécifique du muscle). Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rats. Idéal pour l'étude de la glycolyse, du développement musculaire et des maladies du stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENO3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MSE ; GSD13 ; ENO3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2027
GeneID	2027
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de l'ENO3 humaine (NP_001967.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P13929
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace